



## Blue Marine Density Meter 26 cm

EN

**Accurate density meter for measuring the salt concentration in aquarium water.**

Easily and accurately measure the salinity and water temperature of your aquarium water. In marine aquariums, the density should be between 1.022 and 1.025. The Blue Marine Density Meter has a measurement range from 1.000 to 1.040 with an accuracy of 0.0005.

Supplied with tube for safe storage

Ideal density

Ideal temperature

DE

**Präziser Dichtemesser zur Messung der Salzkonzentration im Aquarienwasser**

Messen Sie einfach und präzise den Salzgehalt und die Wassertemperatur Ihres Aquarienwassers. In Meerwasseraquarien sollte die Dichte zwischen 1,022 und 1,025 liegen. Der Blue Marine Density Meter hat einen Messbereich von 1,000 bis 1,040 mit einer Genauigkeit von 0,0005.

Mit Aufbewahrungsröhre für sichere Lagerung geliefert

Ideale Dichte

Ideale Temperatur

### Densimètre précis pour mesurer la concentration de sel dans l'eau de l'aquarium

Mesurez facilement et avec précision la salinité et la température de l'eau de votre aquarium. Dans les aquariums marins, la densité doit être comprise entre 1,022 et 1,025. Le Blue Marine Density Meter a une plage de mesure de 1,000 à 1,040 avec une précision de 0,0005.

Fourni avec un tube pour un stockage sûr

Densité idéale

Température idéale

### Nauwkeurige dichtheidsmeter voor het meten van de zoutconcentratie in aquariumwater

Meet eenvoudig en nauwkeurig het zoutgehalte en de watertemperatuur van uw aquariumwater. In zeewateraquaria moet de dichtheid tussen 1,022 en 1,025 liggen. De Blue Marine Density Meter heeft een meetbereik van 1,000 tot 1,040 met een nauwkeurigheid van 0,0005.

Geleverd met buis voor veilige opslag

Ideale dichtheid

Ideale temperatuur

### Præcis densitetsmåler til måling af saltindholdet i akvarievand

Mål nemt og præcist saltindholdet og vandtemperaturen i dit akvarievand. I saltvandsakvarier bør densiteten ligge mellem 1,022 og 1,025. Blue Marine Density Meter har et måleområde fra 1,000 til 1,040 med en nøjagtighed på 0,0005.

Leveres med rør til sikker opbevaring

Ideel densitet

Ideel temperatur

### Densimetro preciso per misurare la concentrazione di sale nell'acqua dell'acquario

Misura facilmente e con precisione la salinità e la temperatura dell'acqua del tuo acquario. Negli acquari marini, la densità dovrebbe essere compresa tra 1,022 e 1,025. Il Blue Marine Density Meter ha un intervallo di misurazione da 1,000 a 1,040 con una precisione di 0,0005.

Fornito con tubo per una conservazione sicura

Densità ideale

Temperatura ideale